


Descripción

Molde Microson para conectar a cualquier fabricante y modelo de audífono retroauricular (BTE)

Uso previsto

El molde es un dispositivo adaptado que está destinado a ser colocado en el orificio natural del canal auditivo del paciente. El dispositivo, combinado con el audífono, permite compensar el deterioro de la audición. El dispositivo es moldeado y formado por MICROSON para ajustarse al oído del paciente. Este es un dispositivo reutilizable. El dispositivo está destinado a adultos y niños. El dispositivo no está destinado a ser utilizado por personas con discapacidad mental, debido al alto riesgo de mal uso del dispositivo.



Molde canal



Material		Duro	Blando shore 60	Blando shore 40	Blando shore 25	Semiblando	
Color		Rosado transparente/Transparente				Transparente	
Opciones	Codo	Disponible	No disponible				
	Tubo	Fino/Estándar/Antihumedad	Fino/Estándar/Antihumedad/con retenedor				Fino/Estándar/Antihumedad
	Hilo extractor	Disponible					
	Venting	Ø 1.00 mm - máximo permitido					
	Sujeción	Canal/Helix/Plus	Canal				

Molde esqueleto



Características		Niño		Adulto				
Material		Duro	Blando shore 60/40/25/Semi blando	Duro	Blando shore 60	Blando shore 40	Blando shore 25	Semi blando
Color		Rosado transp./Transp.	No disponible	Rosado transparente/Transparente			No disponible	
Opciones	Codo	Disponible		Disponible	No disponible			
	Tubo	Fino/Estándar/ Antihumedad		Fino/Estándar/ Antihumedad	Fino/Estándar/ Antihumedad/con retenedor			
	Concha	Entera/Media		Entera/Media				
	Venting	Ø 1.00 mm - Máx. permitido		Ø 1.00 mm - máximo permitido				
	Tinnitus	Disponible		Disponible				
	Skeleton	Medio/Entero		Medio/Entero				

Molde para dispositivos BTE

microson

Molde Tapado



Características		Niño					Adulto				
Material		Duro	Blando shore 60	Blando shore 40	Blando shore 25	Semi blando	Duro	Blando shore 60	Blando shore 40	Blando shore 25	Semiblando
Color		Rosado Transp./ Transp.	Rosado transp./Transp. /Azul/Rojo/ Verde/amarillo /Rosa/Fucsia	Rosado transp./Transp. /Azul/Rojo/ Amarillo/ Turquesa	No disponible		Rosado transparente/Transparente				Transparente
Opciones	Codo	Disponible	No disponible				Disponible	No disponible			
	Tubo	Fino/Estándar/ A ntihumedad	Fino/Estándar/Antihumedad/ Con retenedor				Fino/Estándar/ Antihumedad	Fino/Estándar/Antihumedad/Con retenedor			Fino/Estándar/ Antihumedad
	Concha	Entera		Entera/Media							
	Venting	Ø 1.00 mm - máximo permitido		Ø 1.00 mm - máximo permitido							

Lista de variantes

Part Number	Modelo
108856	Molde Canal Blando 60
108855	Molde Canal Duro
108858	Molde Canal Blando 40
112356	Molde Canal Blando 25
108859	Molde Canal Pestaña Duro
108860	Molde Canal Pestaña Blando 60
108862	Molde canal Pestaña Blando 40
112357	Molde Canal Pestaña Blando 25
112234	Molde Canal Semi Blando
112238	Molde Canal Pestaña Semi Blando
108875	Molde Concha Duro
108863	Molde Semiconcha Duro
108876	Molde Concha Blando 60
108864	Molde Semiconcha Blando 60

Part Number	Modelo
108878	Molde Concha Blando 40
108866	Molde Semiconcha Blando 40
112358	Molde Concha Blando 25
108870	Molde Esquelético Blando 40
108867	Molde Esquelético Duro
108871	Molde Semi-Esquelético Duro
108879	Molde Tinnitus Duro
108868	Molde Esquelético Blando 60
112235	Molde Concha Semi Blando
112236	Molde Semi-Concha Semi Blando
112360	Molde Semi-Concha Blando 25
108874	Molde Semi-esquelético Blando 40
108872	Molde Semi-esquelético Blando 60
108880	Molde Tinnitus Blando

Especificaciones Técnicas



WARNING!

Cualquier modificación del producto debe ser realizada por un Servicio Técnico autorizado por el fabricante.

Dispositivo

DS-0100-001-ES
Rev. E 2026-01-26

Molde para dispositivos BTE