

Molde para dispositivos BTE

microson


Descripción

Molde Microson para conectar a cualquier fabricante y modelo de audífono retroauricular (BTE)

Uso previsto

El molde es un dispositivo hecho a medida que se coloca en el orificio natural del canal auditivo del paciente. Combinado con un audífono, el dispositivo compensa la pérdida auditiva. MICROSON lo moldea desde cero, adaptándose a las características específicas del canal auditivo del paciente. Es un dispositivo reutilizable; no requiere adaptación. Está diseñado para adultos y niños.

El dispositivo no está diseñado para personas con discapacidad intelectual, debido al alto riesgo de mal uso. Se trata de un dispositivo no fabricado en serie, fabricado según la prescripción de un profesional sanitario cualificado, y está destinado a ser utilizado únicamente por un paciente específico con el único fin de satisfacer su afección y necesidades.



Molde canal



Características

| Material |                | Duro                             | Blando shore 60                         | Blando shore 40 | Blando shore 25 | Semiblando                |
|----------|----------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Color    |                | Rosado transparente/Transparente |                                         |                 |                 | Transparente              |
| Opciones | Codo           | Disponible                       | No disponible                           |                 |                 |                           |
|          | Tubo           | Fino/Estándar/Antihumedad        | Fino/Estándar/Antihumedad/con retenedor |                 |                 | Fino/Estándar/Antihumedad |
|          | Hilo extractor | Disponible                       |                                         |                 |                 |                           |
|          | Venting        | Ø 1.00 mm - máximo permitido     |                                         |                 |                 |                           |
|          | Sujeción       | Canal/Helix/Plus                 | Canal                                   |                 |                 |                           |

Molde esqueleto



Características

| Características |          | Niño                       |                                   | Adulto                           |                                          |                 |                 |             |
|-----------------|----------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Material        |          | Duro                       | Blando shore 60/40/25/Semi blando | Duro                             | Blando shore 60                          | Blando shore 40 | Blando shore 25 | Semi blando |
| Color           |          | Rosado transp./Transp.     | No disponible                     | Rosado transparente/Transparente |                                          |                 | No disponible   |             |
| Opciones        | Codo     | Disponible                 |                                   | Disponible                       | No disponible                            |                 |                 |             |
|                 | Tubo     | Fino/Estándar/ Antihumedad |                                   | Fino/Estándar/ Antihumedad       | Fino/Estándar/ Antihumedad/con retenedor |                 |                 |             |
|                 | Concha   | Entera/Media               |                                   | Entera/Media                     |                                          |                 |                 |             |
|                 | Venting  | Ø 1.00 mm - Máx. permitido |                                   | Ø 1.00 mm - máximo permitido     |                                          |                 |                 |             |
|                 | Tinnitus | Disponible                 |                                   | Disponible                       |                                          |                 |                 |             |
|                 | Skeleton | Medio/Entero               |                                   | Medio/Entero                     |                                          |                 |                 |             |

Especificaciones Técnicas

Molde para dispositivos BTE



Molde Tapado



imagen ejemplo

| Características |         | Niño                         |                                                                |                                                       |                 |             | Adulto                           |                                         |                 |                 |                            |
|-----------------|---------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|
| Material        |         | Duro                         | Blando shore 60                                                | Blando shore 40                                       | Blando shore 25 | Semi blando | Duro                             | Blando shore 60                         | Blando shore 40 | Blando shore 25 | Semiblando                 |
| Color           |         | Rosado Transp./ Transp.      | Rosado transp./Transp. /Azul/Rojo/ Verde/amarillo /Rosa/Fucsia | Rosado transp./Transp. /Azul/Rojo/ Amarillo/ Turquesa | No disponible   |             | Rosado transparente/Transparente |                                         |                 |                 | Transparente               |
| Opciones        | Codo    | Disponible                   | No disponible                                                  |                                                       |                 |             | Disponible                       | No disponible                           |                 |                 |                            |
|                 | Tubo    | Fino/Estándar/ A ntihumedad  | Fino/Estándar/Antihumedad/ Con retenedor                       |                                                       |                 |             | Fino/Estándar/ Antihumedad       | Fino/Estándar/Antihumedad/Con retenedor |                 |                 | Fino/Estándar/ Antihumedad |
|                 | Concha  | Entera                       |                                                                | Entera/Media                                          |                 |             |                                  |                                         |                 |                 |                            |
|                 | Venting | Ø 1.00 mm - máximo permitido |                                                                | Ø 1.00 mm - máximo permitido                          |                 |             |                                  |                                         |                 |                 |                            |

Listado moldes BTE

| Part Number | Modelo                        |
|-------------|-------------------------------|
| EM200077    | EARMOULD CANAL SOFT 60        |
| EM200076    | EARMOULD CANAL HARD           |
| EM200079    | EARMOULD CANAL SOFT 40        |
| EM200181    | EARMOULD CANAL SOFT 25        |
| EM200080    | EARMOULD CANAL LOCK HARD      |
| EM200081    | EARMOULD CANAL LOCK SOFT 60   |
| EM200083    | EARMOULD CANAL LOCK SOFT 40   |
| EM200182    | EARMOULD CANAL LOCK SOFT 25   |
| EM200157    | EARMOULD CANAL SEMI SOFT      |
| EM200161    | EARMOULD CANAL LOCK SEMI-SOFT |
| EM200055    | EARMOULD CONCHA HARD          |
| EM200054    | EARMOULD SEMI-CONHA HARD      |
| EM200056    | EARMOULD CONCHA SOFT 60       |
| EM200084    | EARMOULD SEMI-CONHA SOFT 60   |

| Part Number | Modelo                         |
|-------------|--------------------------------|
| EM200058    | EARMOULD CONCHA SOFT 40        |
| EM200045    | EARMOULD SEMI-CONHA SOFT 40    |
| EM200183    | EARMOULD CONCHA SOFT 25        |
| EM200049    | EARMOULD SKELETON SOFT 40      |
| EM200046    | EARMOULD SKELETON HARD         |
| EM200050    | EARMOULD SEMI-SKELETON HARD    |
| EM200059    | TINNITUS EARMOULD HARD         |
| EM200047    | EARMOULD SKELETON SOFT 60      |
| EM200158    | EARMOULD CONCHA SEMI-SOFT      |
| EM200159    | EARMOULD SEMI-CONHA SEMI-SOFT  |
| EM200185    | EARMOULD SEMI-CONHA SOFT 25    |
| EM200053    | EARMOULD SEMI-SKELETON SOFT 40 |
| EM200051    | EARMOULD SEMI-SKELETON SOFT 60 |
| EM200060    | TINNITUS EARMOULD SOFT         |

⚠ WARNING!

Cualquier modificación del producto debe ser realizada por un Servicio Técnico autorizado por el fabricante.

*Dispositivo*

Especificaciones Técnicas

DS-0100-001-ES  
Rev. F 2026-08-13

Molde para dispositivos BTE