

Molde para dispositivos Open-fit


microson

Descripción

Molde MICROSON para audífonos OPEN FIT fabricados por Sivantos, Starkey, GN Resound, Oticon o Phonak.

Uso previsto

El molde es un dispositivo adaptado que está destinado a ser colocado en el orificio natural del canal auditivo del paciente. El dispositivo, combinado con el audífono, permite compensar el deterioro de la audición. El dispositivo es moldeado y formado por MICROSON para ajustarse al oído del paciente. Este es un dispositivo reutilizable. El dispositivo está destinado a adultos y niños. El dispositivo no está destinado a ser utilizado por personas con discapacidad mental, debido al alto riesgo de mal uso del dispositivo.



Molde canal



Características		Sivantos			Starkey		Oticon		Phonak		GN Resound	
Material		Duro	Blando Shore 60	Blando shore 40/25/ Semi blando	Duro	Blando shore 60/40/25/ Semiblando	Duro	Blando shore 60/40/25/ Semiblando	Duro	Blando shore 60/40/25/ Semiblando	Duro	Blando shore 60/40/25/ Semiblando
Color		Rosado transp./Transp.		No disponible	Rosado transp./Transp.	No disponible	Rosado transp./Transp.	No disponible	Rosado transp./Transp.	No disponible	Rosado transp./Transp.	No disponible
Opciones	Hilo extractor	Disponible			Disponible		Disponible		Disponible			
	Sujeción	Disponible			Disponible		Disponible		Disponible			
	Venting	Ø 1.00 mm - max. Permitido			Ø 1.00 mm - max. Permitido		Ø 1.00 mm - max. Permitido		Ø 1.00 mm - max. Permitido			
	Forma k	Disponible	No disp.		Disponible		Disponible		Disponible			

Molde esqueleto



Características		Sivantos		Starkey		Oticon		Phonak		GN Resound	
Material		Duro	Blando shore 60/40/25/ Semiblando	Duro	Blando shore 60/40/25/ Semiblando	Duro	Blando shore 60/40/25/ Semiblando	Duro	Blando shore 60/40/25/ Semiblando	Duro	Blando shore 60/40/25/ Semiblando
Color		Rosado transp./Transp.		Rosado transp./Transp.	No disponible	Rosado transp./Transp.	No disponible	Rosado transp./Transp.	No disponible	Rosado transp./Transp.	No disponible
Opciones	Hilo extractor	Disponible	No disponible	Disponible		Disponible		Disponible		Disponible	
	Locking	No disponible		No disponible		Disponible		Disponible		Disponible	
	Venting	Ø 1.00 mm - max. Permitido		Ø 1.00 mm - max. Permitido		Ø 1.00 mm - max. Permitido		Ø 1.00 mm - max. Permitido		Ø 1.00 mm - max. Permitido	
	Forma k	Disponible		Disponible		Disponible		Disponible		Disponible	

Especificaciones Técnicas

Molde para dispositivos Open-fit

microson

Lista de variantes

Part Number	Modelo
108894	Molde Open Duro Sivantos
108895	Molde Open Duro Starkey
112240	Molde Open Blando Sivantos
108892	Molde Open Duro GN
108961	Molde Open Duro Oticon
108893	Molde Open Duro Phonak

Especificaciones Técnicas

Diaz

 WARNING!

Cualquier modificación del producto debe ser realizada por un Servicio Técnico autorizado por el fabricante.

DS-0100-002-ES
Rev. E 2026-01-26

Molde para dispositivos Open-fit