

Molde para dispositivos Open-fit

microson


Descripción

Molde MICROSON para audífonos OPEN FIT.

Uso previsto

El molde es un dispositivo hecho a medida que se coloca en el orificio natural del canal auditivo del paciente. Combinado con un audífono, el dispositivo compensa la pérdida auditiva. MICROSON lo moldea desde cero, adaptándose a las características específicas del canal auditivo del paciente. Es un dispositivo reutilizable; no requiere adaptación. Está diseñado para adultos y niños.

El dispositivo no está diseñado para personas con discapacidad intelectual, debido al alto riesgo de mal uso. Se trata de un dispositivo no fabricado en serie, fabricado según la prescripción de un profesional sanitario cualificado, y está destinado a ser utilizado únicamente por un paciente específico con el único fin de satisfacer su afección y necesidades..



Molde canal



imagen ejemplo

Características		Sivantos			Starkey		Oticon		Phonak		GN Resound	
Material		Duro	Blando Shore 60	Blando shore 40/25/ Semi blando	Duro	Blando shore 60/40/25/ Semiblando	Duro	Blando shore 60/40/25/ Semiblando	Duro	Blando shore 60/40/25/ Semiblando	Duro	Blando shore 60/40/25/ Semiblando
Color		Rosado transp./Transp.		No disponible	Rosado transp./Transp.	No disponible	Rosado transp./Transp.	No disponible	Rosado transp./Transp.	No disponible	Rosado transp./Transp.	No disponible
Opciones	Hilo extractor	Disponible			Disponible		Disponible		Disponible		Disponible	
	Sujeción	Disponible			Disponible		Disponible		Disponible		Disponible	
	Venting	Ø 1.00 mm - max. Permitido			Ø 1.00 mm - max. Permitido		Ø 1.00 mm - max. Permitido		Ø 1.00 mm - max. Permitido		Ø 1.00 mm - max. Permitido	
	Forma k	Disponible	No disp.		Disponible		Disponible		Disponible		Disponible	

Molde esqueleto



imagen ejemplo

Características		Sivantos		Starkey		Oticon		Phonak		GN Resound	
Material		Duro	Blando shore 60/40/25/ Semiblando	Duro	Blando shore 60/40/25/ Semiblando	Duro	Blando shore 60/40/25/ Semiblando	Duro	Blando shore 60/40/25/ Semiblando	Duro	Blando shore 60/40/25/ Semiblando
Color		Rosado transp./Transp.	No disponible	Rosado transp./Transp.	No disponible	Rosado transp./Transp.	No disponible	Rosado transp./Transp.	No disponible	Rosado transp./Transp.	No disponible
Opciones	Hilo extractor	Disponible		Disponible		Disponible		Disponible			
	Locking	No disponible		No disponible		Disponible		Disponible			
	Venting	Ø 1.00 mm - max. Permitido		Ø 1.00 mm - max. Permitido		Ø 1.00 mm - max. Permitido		Ø 1.00 mm - max. Permitido			
	Forma k	Disponible		Disponible		Disponible		Disponible			

Especificaciones Técnicas

Molde para dispositivos Open-fit

microson

Listado moldes Open Fit

Part Number	Modelo
EM200074	EARMOULD OPEN HARD SIVANTOS
EM200075	EARMOULD OPEN HARD STARKEY
EM200163	EARMOULD OPEN SOFT SIVANTOS 3.0
EM200072	EARMOULD OPEN HARD GN
EM200085	EARMOULD OPEN HARD OTICON
EM200073	EARMOULD OPEN HARD PHONAK
EM100686	EMOLDE OPEN DURO WSA

Especificaciones Técnicas

 WARNING!

Cualquier modificación del producto debe ser realizada por un Servicio Técnico autorizado por el fabricante.

Dispositivo

DS-0100-002-ES

Rev. F 2026-08-13

Molde para dispositivos Open-fit