

Molde para dispositivos RIC


microson

Descripción

Molde Microson para audífonos RIC fabricados por Sivantos, Starkey, GN Resound, Oticon o Phonak.

Uso previsto

El molde es un dispositivo adaptado que está destinado a ser colocado en el orificio natural del canal auditivo del paciente. El dispositivo, combinado con el audífono, permite compensar el deterioro de la audición. El dispositivo es moldeado y formado por MICROSON para ajustarse al oído del paciente. Este es un dispositivo reutilizable. El dispositivo está destinado a adultos y niños. El dispositivo no está destinado a ser utilizado por personas con discapacidad mental, debido al alto riesgo de mal uso del dispositivo.



Molde canal



Características		Starkey			Sivantos			Oticon			Phonak			GN Resound		
Material		Duro	Blando shore 60	Blando shore 40/25/ Semi blando	Duro	Blando shore 60	Blando shore 40/25/ Semi blando	Duro	Blando shore 60	Blando shore 40/25/ Semi blando	Duro	Blando shore 60	Blando shore 40/25/ Semi blando	Duro	Blando shore 60	Blando shore 40/25/ Semi blando
Color		Rosado transp./Transp.		No disponible	Rosado transp./Transp.		No disponible	Rosado transp./Transp.		No disponible	Rosado transp./Transp.		No disponible	Rosado transp./Transp.		No disponible
Opc.	Auricular	50dB, 60dB			S,M,P			60dB, 85dB			XS,S,M,P, XP	S,M,P		LP,MP,HP		
	Hilo extractor	Disponible			Disponible <th colspan="2">Disponible<td colspan="2">Disponible</td><th colspan="2">Disponible</th></th>			Disponible <td colspan="2">Disponible</td> <th colspan="2">Disponible</th>			Disponible			Disponible		
	Sujeción	Disponible			Disponible <th colspan="2">Disponible<td colspan="2">Disponible</td><th colspan="2">Disponible</th></th>			Disponible <td colspan="2">Disponible</td> <th colspan="2">Disponible</th>			Disponible			Disponible		
	Venting	Ø 1.00 mm – Max. Permitido			Ø 1.00 mm – Max. Permitido <th colspan="2">Ø 1.00 mm – Max. Permitido<td colspan="2">Ø 1.00 mm – Max. Permitido</td><th colspan="2">Ø 1.00 mm – Max. Permitido</th></th>			Ø 1.00 mm – Max. Permitido <td colspan="2">Ø 1.00 mm – Max. Permitido</td> <th colspan="2">Ø 1.00 mm – Max. Permitido</th>			Ø 1.00 mm – Max. Permitido			Ø 1.00 mm – Max. Permitido		
	Abierto	Disp.	No disp.		Disp.	No disp.		Disp.	No disp.		Disp.	No disp.		Disp.	No disp.	

Molde esqueleto



Características		Starkey			Sivantos			Oticon			Phonak			GN Resound		
Material		Duro	Blando shore 60	Blando shore 40/25/ Semi blando	Duro	Blando shore 60	Blando shore 40/25/ Semi blando	Duro	Blando shore 60	Blando shore 40/25/ Semi blando	Duro	Blando shore 60	Blando shore 40/25/ Semi blando	Duro	Blando shore 60	Blando shore 40/25/ Semi blando
Color		Rosado transp./Tr ansp.	Bajo pedido	No disponible	Rosado transp./Tr ansp.	Bajo pedido	No disponible	Rosado transp./Tr ansp.	Bajo pedido	No disponible	Rosado transp./Tr ansp.	Bajo pedido	No disponible	Rosado transp./Tr ansp.	Bajo pedido	No disponible
Opc.	Auricular	50dB, 60dB			S,M,P			60dB, 85dB			XS,S,M,P,X P			LP,MP,HP		
	Hilo extractor	Disponible			Disponible			Disponible			Disponible			Disponible		
	Venting	Ø 1.00 – Max. Permitido			Ø 1.00 – Max. Permitido			Ø 1.00 – Max. Permitido			Ø 1.00 – Max. Permitido			Ø 1.00 – Max. Permitido		
	Abierto	Disponible			Disponible			Disponible			Disponible			Disponible		

Especificaciones Técnicas

Lista de variantes

Part Number	Modelo
108885	Molde RIC Duro Sivantos
108882	Molde RIC Duro GN
108889	Molde RIC Duro Oticon
110764	Molde RIC Duro Phonak
112241	Molde RIC Pestaña Duro Sivantos
112245	Molde RIC Pestaña Duro GN
112248	Molde RIC Pestaña Duro Oticon
112249	Molde RIC Pestaña Duro Phonak
108887	Molde RIC Duro Starkey
108888	Molde RIC Blando Starkey
108886	Molde RIC Blando Sivantos
108883	Molde RIC Blando GN
108890	Molde RIC Blando Oticon
112332	Molde RIC Blando Phonak
112243	Molde RIC Pestaña Duro Starkey
112244	Molde RIC Pestaña Blando Starkey
112242	Molde RIC Pestaña Blando Sivantos
112246	Molde RIC Pestaña Blando GN
112247	Molde RIC Pestaña Blando Oticon
112333	Molde RIC Pestaña Blando Phonak

 WARNING!

Cualquier modificación del producto debe ser realizada por un Servicio Técnico autorizado por el fabricante.

Dicador