

Molde para dispositivos RIC

microson


Descripción

Molde Microson para audífonos RIC.

Uso previsto

El molde es un dispositivo hecho a medida que se coloca en el orificio natural del canal auditivo del paciente. Combinado con un audífono, el dispositivo compensa la pérdida auditiva. MICROSON lo moldea desde cero, adaptándose a las características específicas del canal auditivo del paciente. Es un dispositivo reutilizable; no requiere adaptación. Está diseñado para adultos y niños.

El dispositivo no está diseñado para personas con discapacidad intelectual, debido al alto riesgo de mal uso. Se trata de un dispositivo no fabricado en serie, fabricado según la prescripción de un profesional sanitario cualificado, y está destinado a ser utilizado únicamente por un paciente específico con el único fin de satisfacer su afección y necesidades.



Molde canal



imagen ejemplo

Características		Starkey			Sivantos			Oticon			Phonak			GN Resound		
Material		Duro	Blando shore 60	Blando shore 40/25/ Semi blando	Duro	Blando shore 60	Blando shore 40/25/ Semi blando	Duro	Blando shore 60	Blando shore 40/25/ Semi blando	Duro	Blando shore 60	Blando shore 40/25/ Semi blando	Duro	Blando shore 60	Blando shore 40/25/ Semi blando
Color		Rosado transp./Transp.			Rosado transp./Transp.			Rosado transp./Transp.			Rosado transp./Transp.			Rosado transp./Transp.		
Opc.	Auricular	50dB, 60dB			S,M,P			60dB, 85dB			XS,S,M,P,XP S,M,P			LP,MP,HP		
	Hilo extractor	Disponible			Disponibile			Disponibile			Disponibile			Disponibile		
	Sujeción	Disponible			Disponible			Disponible			Disponible			Disponible		
	Venting	Ø 1.00 mm – Max. Permitido			Ø 1.00 mm – Max. Permitido			Ø 1.00 mm – Max. Permitido			Ø 1.00 mm – Max. Permitido			Ø 1.00 mm – Max. Permitido		
	Abierto	Disp.	No disp.	No disponible	Disp.	No disp.	No disponible	Disp.	No disp.	No disponible	Disp.	No disp.	No disponible	Disp.	No disp.	No disponible

Molde esqueleto



imagen ejemplo

Características		Starkey			Sivantos			Oticon			Phonak			GN Resound		
Material		Duro	Blando shore 60	Blando shore 40/25/ Semi blando	Duro	Blando shore 60	Blando shore 40/25/ Semi blando	Duro	Blando shore 60	Blando shore 40/25/ Semi blando	Duro	Blando shore 60	Blando shore 40/25/ Semi blando	Duro	Blando shore 60	Blando shore 40/25/ Semi blando
Color		Rosado transp./Tr ansp.			Rosado transp./Tr ansp.			Rosado transp./Tr ansp.			Rosado transp./Tr ansp.			Rosado transp./Tr ansp.		
Opc.	Auricular	50dB, 60dB			S,M,P			60dB, 85dB			XS,S,M,P,XP P			LP,MP,HP		
	Hilo extractor	Disponibile			Disponibile			Disponibile			Disponibile			Disponibile		
	Venting	Ø 1.00 – Max. Permitido			Ø 1.00 – Max. Permitido			Ø 1.00 – Max. Permitido			Ø 1.00 – Max. Permitido			Ø 1.00 – Max. Permitido		
	Abierto	Disponibile			Disponibile			Disponibile			Disponibile			Disponibile		

Especificaciones Técnicas

Listado moldes RIC

Part Number	Modelo	Part Number	Modelo
EM200065	EARMOULD RIC HARD SIVANTOS	EM200063	EARMOULD RIC SOFT GN
EM200062	EARMOULD RIC HARD GN	EM200070	EARMOULD RIC SOFT OTICON
EM200069	EARMOULD RIC HARD OTICON	EM200176	EARMOULD RIC SOFT PHONAK
EM100579	EARMOULD RIC HARD PHONAK	EM200168	EARMOULD RIC CANAL LOCK HARD STARKEY
EM200164	EARMOULD RIC CANAL LOCK HARD SIVANTOS	EM200166	RIC STARKEY SOFT TAB
EM200170	EARMOULD RIC CANAL LOCK HARD GN	EM200165	RIC SIVANTOS SOFT TAB
EM200172	EARMOULD RIC CANAL LOCK HARD OTICON	EM200171	EARMOULD RIC CANAL LOCK SOFT GN
EM200174	EARMOULD RIC CANAL LOCK HARD PHONAK	EM200173	EARMOULD RIC CANAL LOCK SOFT OTICON
EM100595	EARMOULD RIC CANAL LOCK HARD WIDEX	EM200177	EARMOULD RIC CANAL LOCK SOFT PHONAK
EM100529	EARMOULD RIC SKELETON HARD GN	EM100600	EARMOULD RIC CANAL LOCK SOFT WIDEX
EM100523	EARMOULD RIC SKELETON HARD OTICON	EM100526	EARMOULD RIC SKELETON HARD PHONAK
EM100521	EARMOULD RIC SKELETON HARD SIVANTOS	EM100520	EARMOULD RIC SKELETON SOFT GN
EM100527	EARMOULD RIC SKELETON HARD STARKEY	EM100524	EARMOULD RIC SKELETON SOFT OTICON
EM100601	EARMOULD RIC SKELETON HARD WIDEX	EM100522	EARMOULD RIC SKELETON SOFT PHONAK
EM100599	EARMOULD RIC HARD WIDEX	EM100528	EARMOULD RIC SKELETON SOFT SIVANTOS
EM200067	EARMOULD RIC HARD STARKEY	EM100525	EARMOULD RIC SKELETON SOFT STARKEY
EM200068	EARMOULD RIC SOFT STARKEY	EM100594	EARMOULD RIC SKELETON SOFT WIDEX
EM200066	EARMOULD RIC SOFT SIVANTOS	EM100596	EARMOULD RIC SOFT WIDEX

Especificaciones Técnicas

**WARNING!**

Cualquier modificación del producto debe ser realizada por un Servicio Técnico autorizado por el fabricante.

Dispositivo